



IMMOBILISER[®]

IMMOBILIZATION SYSTEM FOR RADIOTHERAPY

www.IMMOBILISER.com



Dispositivo Medico
Rilasciato dal Ministero della Salute
Categoria: Classe 1A
Classificazione CND: M030504

CE Certificato CE

IMMOBILISER è un dispositivo medico che può essere utilizzato per l'immobilizzazione di un paziente, che per varie necessità debba essere mantenuto in una posizione di protezione o necessariamente stabile. Si tratta di un involucro contenente due sostanze separate che vengono miscelate al momento dell'utilizzo del dispositivo e che reagendo tra loro producono una schiuma che si adatta al corpo (o parte del corpo) del paziente e lentamente lo avvolge per poi solidificarsi in un tempo che va dai 3 ai 4 minuti. A processo concluso, diventa poi un involucro sufficientemente rigido a garantire l'immobilità totale della parte attorno a cui è stato posizionato.

SOME EXAMPLES:



Cod. 1 - BODY



Cod. 3 - ARM



Cod. 4 - LEG





Cod. 6 - SKULL/SPINAL AXIS

IMMOBILISER[®]




FASE 1 - Apertura ed estrazione



FASE 2 - Srotolamento

IMMOBILISER[®]



FASE 3 - Miscelazione



FASE 4 - Miscelazione ed esplosione

IMMOBILISER[®]



FASE 5 - Distensione e posizionamento



FASE 6 - Irrigidimento e avvolgimento

E' assolutamente vietato copiare, riprodurre o altrimenti trasmettere o registrare anche parzialmente questa pubblicazione per qualsiasi scopo, senza approvazione preventiva scritta da parte di Titan Protek S.r.l.

WWW.IMMOBILISER.COM

Titan Protek S.r.l.

via Lorenzo Tabellone

47891 - Falciano - Castello di Serravalle - R.S.M.

Tel. +378.0549 123 456

mobile +39 338 2771899 - *pietro sordina*

mobile +39 393 9788313 - *fabrizio macchioni*

fabrizio.macchioni@titanprotek.com

pietro.sordina@titanprotek.com

www.immobiliser.com

www.titanprotek.com

